

# 台灣轉錄科技有限公司

洽詢合作專線：07 5542589 0800 231233



## 抗體生產代工服務

### 晶研多株抗體生產代理服務

有兩種合作方式

方案一 客戶提供抗原，生產多株抗體需時 1.5~2 個月

方案二 客戶提供抗原序列 ( 4-10 ug )，晶研代工合成抗原，生產多株抗體需時 2~2.5 個月

品管測試方法：使用 Dot Blot 測試 ( HRP 呈色 )，保證效價 > 1000 倍稀釋

### 晶研抗體純化代理服務

客戶提供 10-15ml 血清，需 1~2 週生產純化抗體，濃度保證高於 1mg/ml

品管測試方法：使用Wester Blot測試 ( HRP呈色 )，保證效價 > 3000 倍稀釋

